



EICKEMEYER® LED
Lampa Wooda

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Rzuć okiem



EICKEMEYER® LED Lampa Wooda

Lampa Wooda to lampa diagnostyczna wykorzystująca światło ultrafioletowe, za pomocą którego można uwidocznic zmiany skórne i choroby skóry. Najczęstszym zastosowaniem w medycynie weterynaryjnej jest diagnostyka grzybicy, grzyb zawiera substancję fluorescencyjną, która świeci na zielono w świetle UV. Oprócz grzybicy, niektóre bakteryjne infekcje skóry mogą również świecić w świetle UV, a lampa może być używana do obserwacji zmian pigmentowych w skórze.

- ▶ Średnica okna: 65 mm
- ▶ 1,5-krotne powiększenie
- ▶ Odległość robocza: ok. 10 cm
- ▶ Duża głębia ostrości
- ▶ 16 diod LED dla równomiernego oświetlenia
- ▶ Długość fali: 365 nm
- ▶ Waga: 305 g

179030

EICKEMEYER®

Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
Polska

T 22 185 55 76
F 22 185 59 40
info@eickemeyer.pl

TELEFON 22 185 55 76

www.eickemeyer.pl