



Okulary ochronne przed
promieniowaniem RTG

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Chroń swoje oczy



Okulary ochronne przed promieniowaniem RTG

Soczewka oka jest szczególnie wrażliwa na promieniowanie RTG. Dlatego, osobom pracującym w polu rentgenowskim zaleca się używanie okularów ochronnych, aby chronić oczy przed szkodliwym promieniowaniem rozproszonym i zapobiegać długotrwałemu uszkodzeniu wzroku. Dobrze dobrana para okularów ochronnych zapewnia nie tylko ochronę przednią, ale także boczną.

- ▶ Wysokiej jakości plastikowa oprawka
- ▶ Ochrona przednia – szybka Pb: 0,75 mm
- ▶ Ochrona boczna – szybka Pb: 0,5 mm
- ▶ Pasek do okularów z regulacją szerokości
- ▶ W zestawie etui

701010

EICKEMEYER®

Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
Polska

T 22 185 55 76
F 22 185 59 40
info@eickemeyer.pl

TELEFON 22 185 55 76

www.eickemeyer.pl