



Stojak do leczenia zębów
dla gryzoni

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Wygodne ułożenie



Stojak do leczenia zębów dla gryzoni

Znieczulone zwierzę może być optymalnie zamocowane, aby uzyskać jak najlepszy dostęp do jamy ustnej. Wysokość i nachylenie stołu roboczego są indywidualnie regulowane w celu uzyskania optymalnej pozycji roboczej. Otwieracz do ust można bezstopniowo regulować.

- ▶ Długość stołu roboczego: 28 cm
- ▶ Szerokość między rozpórkami: 13,5 cm
- ▶ Wysokość: 29 cm

177324

EICKEMEYER®

Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
Polska

T +48 22 185 55 76
F +48 22 185 59 40
info@eickemeyer.pl

TELEFON +48 22 185 55 76

www.eickemeyer.pl