




EICKEMEYER® LED 4
lampa zabiegowa

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Niech stanie się światło!



EICKEMEYER® LED 4 lampa zabiegowa

Nowoczesna lampa zabiegowa z energooszczędną technologią LED. Lampa EICKEMEYER® LED 4 zapewnia optymalne oświetlenie do profesjonalnego badania i zabiegów, przy oświetleniu około 50000 luksów przy odległości roboczej 30 cm.

Dane techniczne

- ▶ Lampa LED z 4 wysokowydajnych diod LED (15 V / 11,25 W)
- ▶ Natężenie oświetlenia: około 50000 luksów / 30 cm odległości
- ▶ Aluminiowa głowica świetlna dla optymalnej konwekcji ciepła i promieniowania ciepłego
- ▶ Żywotność: około 50000 godzin
- ▶ Temperatura barwowa: około 4200 K
- ▶ Konstrukcja gęsiej szyi z ramieniem o długości 90 cm (ramię pozostaje w pożądanej pozycji)
- ▶ Maksymalna wysokość badania: 165 cm
- ▶ Stabilny, odporny na pochylenia statyw rolkowy (statyw o wysokości 5 stóp) wykonany z metalu malowanego proszkowo

611111

EICKEMEYER®
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
Polska

T 22 185 55 76
F 22 185 59 40
info@eickemeyer.pl

TELEFON 22 185 55 76
www.eickemeyer.pl