




DENTANOMIC
Narzędzia stomatologiczne

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Łatwe usuwanie zęba!



DENTANOMIC Narzędzia stomatologiczne

Instrumenty dentystyczne DENTANOMIC to innowacja w tej dziedzinie chirurgii stomatologicznej. Narzędzia Dentanomic znacznie upraszczają ekstrakcję zęba. Dzięki wymiennym ostrzom, instrumenty można szybko i łatwo dostosować do odpowiednich warunków pracy. Ergonomicznie ukształtowane uchwyty są łatwe do trzymania i umożliwiają bezpieczne prowadzenie instrumentów. Bardzo lekkie uchwyty wykonane z wysokiej jakości aluminium dostępne są w wielu kolorach. Ostrza są specjalnie hartowane i mają specjalny i bardzo ostry krój, który przecina sztywne włókna przyzębia i poszerza przestrzeń przyzębia.

Ergonomiczny uchwyt

Niebieski	Zielony	Różowy	Pomarańczowy	Fioletowy
175000	175001	175002	175008	175009

Uchwyty z dłuższą rączką

Niebieski	Zielony	Różowy	Pomarańczowy	Fioletowy
175005	175006	175007	175003	175004

Skrzydłata końcówka dźwigni

2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
175100	175101	175102	175103

Luxator

1,5 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
175104	175105	175106	175107	175108



EICKEMEYER®

Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
Polska

T 22 185 55 76
F 22 185 59 40
info@eickemeyer.pl

TELEFON 22 185 55 76

www.eickemeyer.pl