



EickSorber Filtr do gazów ze
znieczulenia

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Bądź przytomny na sali operacyjnej!



213488

EickSorber Filtr do gazów ze znieczulenia

- ▶ Filtr z węglem aktywnym do pochłaniania gazów organicznych ze znieczulenia
- ▶ Do podłączenia do zaworu bezpieczeństwa, zapobiega przepływowi gazów wydychanych do otoczenia
- ▶ Pojemnik przed znieczuleniem zważyć. Wymienić filtr po przekroczeniu 1.000 g.

Pojedynczy

- ▶ Bez przewodu odprowadzającego

21348801

Pojedynczy

- ▶ Z 2 m przewodem odprowadzającym (Ø 22 mm)

213488

6 sztuk w opakowaniu

- ▶ Z 2 m przewodem odprowadzającym (Ø 22 mm)

21348806

EICKEMEYER®

Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
Polska

T 22 185 55 76
F 22 185 59 40
info@eickemeyer.pl

TELEFON 22 185 55 76

www.eickemeyer.pl